

# STARLIGHT PRO- accessoires

02900018-001  
PROTECTION OPTIQUE (2 PCS.)



02900086-001  
FIBRE OPTIQUE NOIRE AVEC  
CONNECTION CLIC-CLAC

02900085-001  
FIBRE OPTIQUE TRANSPARENT  
AVEC CONNECTION CLIC-CLAC



**LOT** 03020183-001 BLANC BRILLANT

**LOT** 03020184-001 ORTHO

**LOT** 03020185-001 JAUNE BRILLANT

**LOT** 03020186-001 NOIR MAT

**LOT** 03020187-001 GRIS BRILLANT

CHARGEUR COMPLET

**SN** 03120210-001 BLANC BRILLANT



**SN** 03120211-001 ORTHO

**SN** 03120212-001 JAUNE BRILLANT

**SN** 03120213-001 NOIR MAT

**SN** 03120214-001 GRIS BRILLANT

PIÈCE A MAIN COMPLÈTE AVEC  
BATTERIE



00050008 - CABLE D'ALIMENTATION EU