

mectron



PRODUITS

2024



TABLE DES MATIÈRES

Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques et des modifications dans le but de répondre à la demande. Les numéros de référence des produits sont attribués aux produits standards. Ils peuvent différer selon le pays en raison de la tension d'alimentation. Nous ne pouvons être tenus responsables pour les erreurs.

4/5	PIEZOSURGERY® <i>touch</i>
6/7	PIEZOSURGERY® <i>white</i>
8 - 11	accessoires PIEZOSURGERY®
12/13	sets d'inserts PIEZOSURGERY®
14/21	inserts PIEZOSURGERY®
22/23	élévateurs piézoélectriques
24/25	set sinus lift lateral
26/27	set PIEZO LIFT
28/29	set manual PIEZO LIFT
30/31	set resective perio
32/33	inserts OT12 et OT12S / inserts PR1 et PR2
34/35	crown prep tips
36/37	STARLIGHT UNO
38/39	STARLIGHT PRO
40/41	STARLIGHT S+ / STARLIGHT SX5
42/43	MICROPIEZO
44/45	MULTIPIEZO
46/47	COMPACT PIEZO LED / COMPACT PIEZO P2K
48 - 51	accessoires ultrasons
52/53	sets d'inserts à ultrasons
54 - 57	inserts à ultrasons
58/59	inserts de paro anatomiques
60/61	insert nettoyage d'implants
62/63	inserts ortho clean-up
64/65	inserts crown prep tips
66/67	COMBI <i>touch</i>
68/69	kit marketing salle d'attente
70 - 73	accessoires COMBI <i>touch</i>
74 /75	accessoires combi et turbodent
76 - 79	STARJET
80/81	poudres pour aéropolissage
82/83	accessoires Mectron
84 - 87	réglages appropriés pour les inserts

PIEZOSURGERY®

La chirurgie



touch

osseuse du futur? Partez à la découverte



PIEZOSURGERY® touch

Composants

- 1 appareil PIEZOSURGERY® touch
- 1 pièce à main LED, complète avec cordon et cassette de stérilisation
- 1 clé de serrage
- 1 pédale de commande
- 1 câble d'alimentation et 1 valise

Dimensions (L x P x H): 300 x 250 x 95 mm

Poids: 3,2 kg

N° référence
05120061

Prix TTC en €
[contactez-nous](#)

PIEZOSURGERY®

Rejoignez la



white

piézochirurgie

PIEZOSURGERY® white

Composants

- 1 appareil PIEZOSURGERY® white
- 1 kit 8 tubes pompe
- 1 clé de serrage
- 1 pédale de commande
- 1 câble d'alimentation et 1 valise (sans pièce à main et sans inserts)

Dimensions (L x P x H): 300 x 250 x 95 mm

Poids: 3,2 kg

N° référence Prix TTC en €

05120063 4 644.00

PIÈCE À MAIN LED COMPLÈTE AVEC CORDON ET CASSETTE DE STÉRILISATION

- la lampe LED rotative peut être dirigée vers l'insert
- pièce à main et cordon (y compris la ligne d'irrigation) peuvent être stérilisés ensemble

N° référence Prix TTC en €

03120134 1548.00



PIÈCE À MAIN COMPLÈTE AVEC CORDON ET CASSETTE DE STÉRILISATION

- pièce à main et cordon (y compris la ligne d'irrigation) peuvent être stérilisés ensemble

N° référence Prix TTC en €

03120217 1188.00



ACCESSOIRES

Pièces d'origine de haute qualité



cassette de stérilisation



PIEZOSURGERY®
insert box



clé de serrage K8



PIEZOSURGERY®

pour professionnels!

→ ADAPTATEURS POUR THERMODÉSINFECTEUR

Produit	N° référence	Prix TTC en €
adaptateur pièce à main PIEZOSURGERY® DPS **	04610006	324.00
filtre de rechange pour adaptateur DPS, DSC, MPS **	04590006	30.00
adaptateur pour la connexion des inserts PIEZOSURGERY® dentaire - réf. Miele **	04610010	33.60

→ ACCESSOIRES COMMUNS

cassette de stérilisation	04610004	114.00
clé de serrage K8	02900109	78.00
physiodispenser (50 pièces)* PIEZOSURGERY® insert box	03230006	210.00
	02900111	240.00
porte-inserts	02900037	47.00
boîte à expanseurs	02900107	240.00
boîte kit implant	02900108	240.00
tige porte poche solution physio	01380002	28.00

→ ENZYMEC

- **Détergent à base enzymatique pour l'élimination efficace des résidus organiques.**
- **Spécialement conçu pour la fonction "clean" de tous les appareils**

Enzymec en pack de 4 bouteilles d'un litre	03900002	180.00
---	----------	--------

ACCESSOIRES

pièce à main LED
sur support mobile



PIEZOSURGERY® touch + white

Produit	N° référence	Prix TTC en €
pièce à main LED, complète avec cordon et cassette de stérilisation	03120134	1 548.00
pièce à main complète avec cordon et cassette de stérilisation (PS white)	03120217	1 188.00
pièce à main PIEZOSURGERY® irrigation externe (cordon 3 mètres)	03120236	2 000.00
physiodispensers irrigation externe (10 pièces)*	03230008	100.00
embout de la pièce à main LED	03020158	148.00
embout de la pièce à main sans LED (PS touch)	03020171	22.80
embout métallique pièce à main sans LED (PS white)	00710034	21.50
support de la pièce à main	02900105	35.00
support de la pièce à main mobile	03110015	22.50
set joints toriques pour pièce à main LED	03020160	23.00
joint torique pièce à main (PS touch)	00410139	2.40
kit 8 tubes pompe	02900104	39.00
kit récupération de copeaux osseux (diminution du débit d'irrigation)	02900106	17.00
films protecteurs (emballage de 10 pièces stériles)	03230012	70.00
pédale de commande (PS touch)	02900102	306.00
pédale de commande (PS white)	02900114	234.00
valise (PS touch + white)	04440006	276.00

PIEZOSURGERY®



pièce à main sans LED

PIEZOSURGERY® I, II + 3


Produit	N° référence	Prix TTC en €
pièce à main avec cordon et cassette de stérilisation	03120023	1188.00
support de la pièce à main (PS II + 3)	02900040	42.00
embout métallique pièce à main sans LED	00710034	21.50
kit 8 tubes pompe (pour PS I)	02900022	26.00
kit 8 tubes pompe (PS II + 3) (cordon de la pièce à main avec connecteur en métal)	02900039	33.00
kit 8 tubes pompe (PS II + 3) (cordon de la pièce à main avec connecteur en plastique)	02900104	39.00
raccord tube-tube	00680027	18.00
pédale de commande (PS I + II)	02900020	264.00
pédale de commande (PS 3)	02900078	264.00
pompe péristaltique	03210006	279.00
valise (PS 3)	04440007	160.00

SETS D'INSERTS

Sets d'inserts pour



set basic



set osteotomy



set implant prep pro

PIEZOSURGERY®

multiples indications

→ SETS D'INSERTS

Produit	N° référence	Prix TTC en €
set basic (OT7, OT2, EX1, OP1, OP3)	01520001	744.00
set osteotomy (OT7, OT7S-4, OT7S-3, OT8R, OT8L)	01520010	864.00
set sinus lift lateral (SLC, SLO-H, SLS, SLE1, SLE2)	01520023	738.00
set piezo lift (PL1, PL2, PL3)	01520024	612.00
set manual piezo lift (PL0419, PL0527, PL0631, PL0719)	01520026	900.00
set sinus lift (OT1, OT5, EL1, EL2, EL3)	01520002	690.00
set implant prep pro (IM1S, IM2A, IM2P, IM3A, IM3P, OT4, P2-3, P3-4, IM4A, IM4P, 3 PIN IM1S, 3 PIN 2-2.4)	01520011	2 460.00
set third molar extraction (EXL1, EXL2, EXL3, EX1, SLO-H)	01520025	864.00
set extraction (EX1, EX2, EX3, PS2, PS6)	01520003	618.00
set explantation (EXP3-R, EXP3-L, EXP4-R, EXP4-L)	01520021	792.00
set resective perio (OT13, OT14, OP8, OP9, OP5A)	01520022	1 104.00
set retro surgical (EN1, EN3, EN5R, EN5L, OP7)	01520005	744.00

Réalisés par des



IM1S

PIN



IM1 AL

PIN



IM2A



IM2A-15



IM2P



IM2P-15



IM2.8A



IM2.8P



IM3A



IM3A-15



IM3P



IM3P-15



IM3.4A



IM3.4P



IM4A



IM4P



P2-3



P3-4



IM1 SP


PIEZOSURGERY®

praticiens pour des praticiens!

→ INSERTS

	Produit	N° référence	Prix TTC en €
implant prep	IM1S	03510019	204.00
	PIN IM1	03740002	35.00
	PIN IM1S	03740007	35.00
	PIN 2-2.4	03740003	35.00
	PIN 2-3	03740001	35.00
	IM1 AL	03510010	185.00
	PIN IM1 AL	03740004	38.00
	PIN 2-2.4 AL	03740005	38.00
	PIN 2-3 AL	03740006	38.00
	IM2A	03510001	336.00
	IM2A-15	03510015	336.00
	IM2P	03510002	336.00
	IM2P-15	03510016	336.00
	IM2.8A	03510025	360.00
	IM2.8P	03510026	360.00
	IM3A	03510003	360.00
	IM3A-15	03510017	360.00
	IM3P	03510004	360.00
	IM3P-15	03510018	360.00
	IM3.4A	03510027	360.00
	IM3.4P	03510028	360.00
	IM4A	03510005	366.00
	IM4P	03510006	366.00
	P2-3	03510020	222.00
	P3-4	03510021	222.00
	IM1 SP	03510011	185.00

→ INSERTS



* serrage impérativement avec clé K8

PIEZOSURGERY®

	Produit	N° référence	Prix TTC en €
osteotomy	OT1	03370001	192.00
	OT1A	03370008	192.00
	OT2	03370002	138.00
	OT4	03370004	192.00
	OT5	03370005	192.00
	OT5A	03370009	192.00
	OT5B	03370010	192.00
	OT6	03370006	192.00
	OT7	03370007	192.00
	OT7-20*	03370017	252.00
	OT7A	03370011	192.00
	OT7S-4	03370014	210.00
	OT7S-3	03370015	210.00
	OT8L	03370013	192.00
	OT8R	03370012	192.00
	OT9	03370016	228.00
	OT11	03370019	228.00
	OT12	03370020	222.00
	OT12S	03370021	222.00
	OT13	03370022	228.00
	OT14	03370023	228.00
	SLO-H	03370025	192.00
	PL1	03370026	192.00
	PL2	03370027	228.00
	PL3	03370028	228.00
	PL0419	03370030	228.00
	PL0527	03370031	228.00
	PL0631	03370032	228.00
	PL0719	03370033	228.00



* disponible uniquement pour PIEZOSURGERY® 3,
PIEZOSURGERY® touch et PIEZOSURGERY® white

PIEZOSURGERY®

	Produit	N° référence	Prix TTC en €
osteoplasty	OP1	03380001	138.00
	OP2	03380002	138.00
	OP3	03380003	138.00
	OP3A	03380011	138.00
	OP4	03380004	186.00
	OP5	03380005	186.00
	OP5A	03380012	186.00
	OP6	03380006	186.00
	OP7	03380007	138.00
	OP8*	03380008	264.00
	OP9	03380009	264.00
	SLC	03380013	150.00
elevation	EL1	03390001	133.00
	EL2	03390002	133.00
	EL3	03390003	133.00
	SLS	03390006	118.00
	SLE1	03390007	162.00
	SLE2	03390008	162.00
periosteum	PR1	03390004	162.00
	PR2	03390005	162.00

→ INSERTS



EN1



EN2



EN3



EN4



EN5R



EN5L



EN6R



EN6L



EX1



EX2



EX3



EXL1



EXL2



EXL3



EXP3-R



EXP3-L



EXP4-R



EXP4-L



PS1



PS2



PS6



PP1



PP10



PP11



PP12



ICP+IC1

PIEZOSURGERY®

	Produit	N° référence	Prix TTC en €
endo retro	EN1	02170001	192.00
	EN2	02170002	108.00
	EN3	02170005	192.00
	EN4	02170006	108.00
	EN5R	02170007	198.00
	EN5L	02170008	198.00
	EN6R	02170009	108.00
extraction	EN6L	02170010	108.00
	EX1	03400001	138.00
	EX2	03400002	138.00
	EX3	03400003	138.00
	EXL1	03400008	192.00
	EXL2	03400009	192.00
	EXL3	03400010	192.00
explantation	EXP3-R	03400004	222.00
	EXP3-L	03400005	222.00
	EXP4-R	03400006	222.00
	EXP4-L	03400007	222.00
perio	PS1	03180001	102.00
	PS2	03180003	102.00
	PS6	03180005	102.00
	PP1	03180002	84.00
	PP10	03180006	118.00
	PP11	03180007	118.00
	PP12	03180008	118.00
implant cleaning	implant cleaning set P (ICP et 5 x IC1)	01520020	186.00
	insert de base ICP	03570003	118.00
	embout IC1 (5 pièces) (voir aussi page 60)	02900112	126.00

Simplifiez les procédures de luxation et d'extraction des racines des dents de sagesse

- Réduction du temps consacré à la procédure d'extraction
- Meilleure visibilité et contrôle intra-opératoire
- Instrumentation maniable



PIÉZOÉLECTRIQUES

→ Élévateurs
développés en
collaboration avec
le Dr. Fabrizio
Fontanella - Italie



→ SET THIRD MOLAR EXTRACTION

(élévateurs EXL1, EXL2, EXL3, inserts EX1, SLO-H)

N° référence

01520025

Prix TTC en €

864.00

→ ÉLÉVATEURS EXL1, EXL2, EXL3

Produit

élévateur EXL1

élévateur EXL2

élévateur EXL3

N° référence

03400008

03400009

03400010

Prix TTC en €

192.00


192.00

192.00

→ SET SINUS LIFT

Réduction au minimum des risques de perforation de la membrane sinusienne

→ Protocole pour le rehaussement du plancher du sinus lors de l'approche laterale



LATERAL

→ Inserts développés en collaboration avec le Prof. Tomaso Vercellotti et le Dr. Philippe Russe



→ INSERTS ET SET SINUS LIFT LATERAL



Produit	N° référence	Prix TTC en €
insert SLC	03380013	150.00
insert SLO-H	03370025	192.00
insert SLS	03390006	118.00
insert SLE1	03390007	162.00
insert SLE2	03390008	162.00
sinus lift lateral set (SLC, SLO-H, SLS, SLE1, SLE2)	01520023	738.00

→ SET PIEZO-LIFT


Technique PIEZO-LIFT développée



par le Prof. Tomaso Vercellotti



→ Protocole pour le rehaussement du plancher du sinus lors de l'approche crestale



→ INSERTS ET SET PIEZO-LIFT

Produit	N° référence	Prix TTC en €
insert PL1	03370026	192,00
insert PL2	03370027	228,00
insert PL3	03370028	228,00
piezo lift set (PL1, PL2, PL3)	01520024	612,00

NEW!



SET MANUAL


Technique piézoélectrique combinée

→ Protocole pour le rehaussement du plancher du sinus lors de l'approche crestale qui combine la technique PIEZOSURGERY® avec la technique manuelle pour garantir un maximum de précision et de sécurité.



PIEZO-LIFT

avec les ostéotomes manuels



→ Inserts développés
en collaboration avec
le Dr. Edgar El Char -
New York

→ INSERTS ET SET MANUAL PIEZO-LIFT

Produit	N° référence	Prix TTC en €
insert PL0419	03370030	228,00
insert PL0527	03370031	228,00
insert PL0631	03370032	228,00
insert PL0719	03370033	228,00
set manual piezo lift (PL0419, PL0527, PL0631, PL0719)	01520026	900,00

→ SET RESECTIVE PERIO

→ En collaboration avec le Prof. Trombelli de l'Université de Ferrare, nous avons réalisé un set de 5 inserts exclusivement conçus pour exécuter les procédures d'ostéotomie et d'ostéoplastie au cours de la chirurgie parodontale de résection osseuse



→ SET RESECTIVE PERIO

(OT13, OT14, OP8, OP9, OP5A)


N° référence

Prix TTC en €

01520022

1104.00

* disponible uniquement pour PIEZOSURGERY® 3,
PIEZOSURGERY® touch et PIEZOSURGERY® white



→ La surface de l'insert, caractérisée par la forme d'un tronc de pyramide, permet un remodelage non invasif des septums osseux interdentaires



→ INSERTS OT13 + OT14

Produit	N° référence	Prix TTC en €
insert OT13	03370022	228.00
insert OT14	03370023	228.00

→ INSERTS OP8, OP9, OP5A

Produit	N° référence	Prix TTC en €
insert OP8*	03380008	264.00
insert OP9	03380009	264.00
insert OP5A	03380012	186.00

→ INSERTS OT12 + OT12S

Inserts ostéotomie à haute efficacité et précision

→ Conçus pour des coupes précises, rapides et avec un maximum d'efficacité sur tous les types d'os, ils permettent un accès plus facile aux zones compliquées

→ épaisseur
0.25 mm

→ INSERTS OT12 + OT12S

Produit	N° référence	Prix TTC en €
insert OT12	03370020	222.00
insert OT12S	03370021	222.00

→ INSERTS PR1 + PR2

Inserts décollement du périoste

- Microcirculation locale plus élevée suite à la préparation sous-périostée
- Meilleure guérison des lambeaux mucopériostés en particulier chez les patients en état de santé critique
- Libération plus élevée de protéines morphogénétiques osseuses (PMO) par rapport à la préparation conventionnelle effectuée avec une râpe à os



→ INSERTS PERIOSTEUM

Produit	N° référence	Prix TTC en €
insert PR1	03390004	162.00
insert PR2	03390005	162.00

→ CROWN PREP TIPS



technique à biseau



technique du congé


porte-insert
DB2 avec
crown prep tip



clé de serrage K7



clé AB1



Technique atraumatique de préparation ultrasonique et finition des limites sous-gingivales

- Finition parfaite de la prothèse
- Prise d'empreinte immédiate grâce à l'absence de saignement
- Un maximum de visibilité pendant la préparation, précision et rapidité

→ CROWN PREP TIPS

Produit	N° référence	Prix TTC en €
crowns prep set PS (contenu AB1, DB2, K7)	02160010	234.00
porte-insert DB2	03570002	144.00
clé AB1	03580001	62.00
clé de serrage K7	02900081	58.00
crowns prep tips		86.00

→ TECHNIQUE À BISEAU

crowns prep tip TF12D60

→ Longueur 10 mm → Diamantage

diamètre	D90	D60
1.2 mm	TF12D90 03590012	TF12D60 03590010
1.6 mm	TF12D90 03590013	TF16D60 03590011



→ TECHNIQUE DU CONGÉ

crowns prep tip TA14D60

→ Longueur 10 mm → Diamantage

diamètre	D120	D90	D60
1.2 mm		TA12D90 03590004	TA12D60 03590001
1.4 mm	TA14D120 03590007	TA14D90 03590005	TA14D60 03590002
1.6 mm	TA16D120 03590008	TA16D90 03590006	TA16D60 03590003



→ STARLIGHT

Colorez votre



UNO

travail



→ Légèreté extrême et manipulation facile pour des prestations de polymérisation extraordinaires, batterie interchangeable ...

→ STARLIGHT UNO

1 pièce à main, 1 unité de recharge et gaines de protection (50 pièces).

Couleur	N° référence	Prix TTC en €
<input type="checkbox"/> blanc	05100092	576.00
<input type="checkbox"/> gris	05100093	576.00
<input checked="" type="checkbox"/> turquoise	05100094	576.00
<input type="checkbox"/> jaune	05100095	576.00
<input type="checkbox"/> bleu	05100096	576.00
<input type="checkbox"/> violet	05100097	576.00

→ ACCESSOIRES

batterie STARLIGHT UNO	03020222	95.00
gaines de protection (500 pièces)	03230015	72.00
protection optique (paquet de 2 pièces)	02900130	10.00

→ STARLIGHT PRO

Légère, puissante et avec une



connexion clic-clac en métal

→ STARLIGHT PRO

Couleur	N° référence	Prix TTC en €
□ blanc brillant	05100083	850.00
■ jaune brillant	05100085	850.00
■ argent	05100087	850.00
■ noir mat fibre de carbone	05100086	850.00

→ ACCESSOIRES

pour STARLIGHT PRO avec connexion fibre optique "clic-clac" en métal

fibre optique noire, Ø 8 mm avec connexion clic-clac en métal	02900086	118.00
fibre optique transparente, Ø 8 mm avec connexion clic-clac en métal	02900085	118.00
protection optique, stérilisable, (Ø 8 mm) (paquet de 2 pièces)	02900018	16.00

pour STARLIGHT PRO avec connexion fibre optique standard

fibre optique transparente, (Ø 8 mm)	02750009	91.00
fibre optique noire, (Ø 8 mm)	02750012	91.00
fibre optique transparente, (Ø 4,5 mm)	02750013	91.00
protection optique, stérilisable, (Ø 8 mm) (paquet de 2 pièces)	02900018	16.00
protection optique, stérilisable, (Ø 4,5 mm) (paquet de 2 pièces)	02900019	16.00

→ STARLIGHT S⁺ ET SX5

Les solutions intégrées -



→ STARLIGHT S⁺

- Conçue pour être intégrée à l'unit dentaire
- 3 modes de fonctionnement



→ STARLIGHT SX5

- 2 modes de polymérisation : 10 et 20 secondes
- Poids de seulement 75 g

3 modes de fonctionnement

→ STARLIGHT S⁺

Produit	N° référence	Prix TTC en €
STARLIGHT S ⁺	05100098	1 044.00

→ STARLIGHT SX5

STARLIGHT SX5	05100003	708.00
---------------	----------	--------

→ ACCESSOIRES STARLIGHT S⁺ ET SX5

pour STARLIGHT avec connexion fibre optique "clic-clac" en métal

fibre optique noire, Ø 8 mm avec connexion clic-clac en métal	02900086	118.00
fibre optique transparente, Ø 8 mm avec connexion clic-clac en métal	02900085	118.00
protection optique, stérilisable, (Ø 8 mm) (paquet de 2 pièces)	02900018	16.00

pour STARLIGHT avec connexion fibre optique standard

fibre optique transparente, (Ø 8 mm)	02750009	91.00
fibre optique noire, (Ø 8 mm)	02750012	91.00
fibre optique transparente, (Ø 4,5 mm)	02750013	91.00
protection optique, stérilisable, (Ø 8 mm) (paquet de 2 pièces)	02900018	16.00
protection optique, stérilisable, (Ø 4,5 mm) (paquet de 2 pièces)	02900019	16.00
cordon starlight sx5	02830029	110.00

→ MICROPIEZO

Les ultrasons de



dernière génération



- Pièce à main ultrasonique LED slim - Poids de seulement 55 g!
- Réglage par code couleur selon le traitement choisi
- Fonction SOFT MODE : détartrage tout en douceur pour les patients les plus sensibles

→ MICROPIEZO

Composants

1 MICROPIEZO
1 pièce à main ultrasonique LED slim
2 inserts : S1-S (scaling) et P3 (perio)
1 bouteille (500 ml),
1 pédale de commande

Dimensions (L x P x H): 161 x 214 x 171 mm

Poids: 0,94 kg

N° référence
05080013


Prix TTC en €
1620.00

MULTIPIEZO

Le style n'est que le début de l'excellence



avec fonction
extraction



→ **PULSE MODE**

Le PULSE MODE (niveau 6 de la fonction restauration) transforme l'onde sinusoïdale traditionnelle formée par l'oscillation ultrasonique (fonction standard) en un nouveau profil, caractérisé par des pics de puissance spécifiques, ce qui entraîne une performance optimisée pour les extractions et la prothèse.

→ **SOFT MODE**

- Réglage spécifique pour un mouvement très doux de l'insert sans perte d'efficacité
- Un maximum de confort pour les patients sensibles

→ **MULTIPIEZO**

Composants

- 1 MULTIPIEZO
- 1 pièce à main LED ultrasonique slim
- 2 inserts : S1-S (scaling) et P3 (perio)
- 2 bouteilles (500 ml)
- 2 couvercles à visser de sécurité
- 1 pédale de commande

Dimensions (L x P x H): 320 x 230 x 145 mm

Poids: 2,4 kg

N° référence
05060023-301

Prix TTC en €
2 988.00



COMPACT PIEZO LED

Les systèmes



COMPACT PIEZO LED

**le détartreur intégré à l'unité
avec pièce à main LED**

Composants

- 1 module électronique
- 1 pièce à main LED ultrasonique slim
- 2 inserts : S1-S (scaling) et P3 (perio)

N° référence
05090008

Prix TTC en €
1300.00



COMPACT PIEZO P2K

intégrés à l'unit



COMPACT PIEZO P2K

le détartreur intégré à l'unit

Composants

1 module électronique

1 pièce à main ultrasonique

2 inserts : S1-S (scaling) et P3 (perio)

N° référence
05090003

Prix TTC en €
780.00

ACCESSOIRES

La qualité maximale à votre disposition



pièce à main ultrasonique LED slim



pièce à main ultrasonique standard



pièce à main ultrasonique LED



clés de serrage K10 et K7



ULTRASONS

→ ACCESSOIRES COMMUNS

Produit	N° référence	Prix TTC en €
clé K1 (pour inserts E1 et E2)	02270003	20.00
clé de serrage K10	02900137-001	54.00
clé de serrage K6	02900074	54.00
clé de serrage K7		
(clé dynamométrique pour DB1)	02900081	57.60
porte-inserts	02900072	33.60

→ ACCESSOIRES APPAREILS À ULTRASONS

AVEC PIÈCE À MAIN LED

pièce à main ultrasonique LED slim (y compris guide lumière et joint torique bleu)	03120238	790.00
joint torique pièce à main ultrasons LED	00410139	2.40
kit guide lumière, embout en métal et joint torique bleu	02900146	33.60
pièce à main ultrasonique LED	03120142	715.00
embout de la pièce à main avec LED	03020158	152.40

→ ACCESSOIRES APPAREILS À ULTRASONS

SANS PIÈCE À MAIN LED

pièce à main ultrasonique sans LED	03120016	528.00
embout de la pièce à main sans LED	03020171	22.80
tuyau pour réseau eau (pour combi, combi s, micropiezo s, micropiezo s4)	02900010	67.20

→ ENZYMEC

Détergent à base enzymatique pour l'élimination efficace des résidus organiques. Spécialement conçu pour la fonction "clean" de tous les appareils.

Enzymec en pack de 4 bouteilles d'un litre	03900002	180.00
---	----------	--------

ACCESSOIRES



bouteille
et couvercle
MULTIPIEZO



bouteille
MICROPIEZO,
500 ml

→ BOUTEILLES ET COUVERCLES À VISSER POUR PIEZO SMART ET GAMME MULTIPIEZO

Produit	N° référence	Prix TTC en €
bouteille piezo smart avec couvercle complet, bleu	03020066	60.00
bouteille piezo smart avec couvercle complet, gris	03020067	60.00
bouteille piezo smart sans couvercle, 300 ml	03230007	5.00
bouteille MULTIPIEZO sans couvercle, 500 ml	03150102	9.60
couvercle à visser complet bleu	03020081	60.00
couvercle à visser complet gris	03020082	60.00
couvercle à visser de sécurité, gris	01950014	15.60
couvercle à visser de sécurité, bleu	01950015	15.60

→ GAMME MULTIPIEZO

pédale de commande	02900114	234.00
kit avec 6 joints toriques	03020175	13.20
pompe péristaltique (blanc)	03210001-001	99.00
pompe péristaltique (noir)	03020226-001	99.00

ULTRASONS

→ MICROPIEZO

Produit	N° référence	Prix TTC en €
bouteille MICROPIEZO, 500 ml	02900145	69.60
pédale de commande	02900144	162.00
pompe irrigation	03210009	46.80
câble d'alimentation	03160024	138.00
kit de joints toriques + ressort pour flacon	02900147	18.00

→ PIEZO SMART

pédale de commande	02900055	50.40
ensemble de joints toriques pour support de bouteille (3 pièces)	03020068	7.20
pompe péristaltique	03210007	97.20

→ MICROPIEZO S, COMPACT PIEZO

pédale de commande	02900001	48.00
filtre à eau	00420004	7.20
cordon ultrasons COMPACT PIEZO LED	02830047	117.00
cordon ultrasons COMPACT PIEZO P2K	02830022	117.00

→ ADAPTATEURS POUR THERMODÉSINFECTEUR


adaptateur DSC* (pour connecter la pièce à main du détartreur au jet d'eau nettoyant du thermodésinfecteur)	04610007	324.00
filtre de rechange pour adaptateur DSC*	04590006	30.00
adaptateur pour la connexion des inserts au thermodésinfecteur*	04610009	34.00

→ SETS D'INSERTS

Un set d'inserts pour

→ SETS D'INSERTS À ULTRASONS

→ Chaque insert est fourni avec sa propre clé K10



inserts détartrage



inserts de paro universels



inserts de paro anatomiques



→ CLÉ DE SERRAGE K10

→ Clé dynamométrique stérilisable



À ULTRASONS


chaque situation

→ SETS D'INSERTS

Produit	N° référence	Prix TTC en €
set scaling (S1, S2, S3, S4, S5, 5 x K10)	02160001-001	318.00
set maintenance (S1, S2, S5, P2, P3, 5 x K10)	02160035-001	354.00
set perio maintenance (P10, P11, P12, P13, P14, 5 x K10)	02160006-001	318.00
set perio treatment (P2, P3, P15, P16R, P16L, 5 x K10)	02160036-001	528.00
set implant cleaning S (1 x ICS, 5 x IC1, 1 x K10)	02160033-001	186.00
set endo revision (ER1, ER2, ER3, ER4, ER5, 5 x K10)	02160008-001	558.00
set ortho clean-up* (D05120, D07102, 2 clés K10, embout D06007 (5 pièces)	02160037-001	358.80

→ INSERTS À

Une large gamme d'inserts pour





ULTRASONS

un grand éventail d'indications

→ INSERTS

	Produit	N° référence	Prix TTC en €
scaling	S1-S + clé de serrage K10	02960009-001	86.00
	S1 + clé de serrage K10	02960001-001	71.00
	S2 + clé de serrage K10	02960002-001	71.00
	S3 + clé de serrage K10	02960003-001	71.00
	S4 + clé de serrage K10	02960004-001	71.00
	S5 + clé de serrage K10	02960005-001	71.00
perio	S6 + clé de serrage K10	02960006-001	86.00
	P1 + clé de serrage K10	02970001-001	86.00
	P2 + clé de serrage K10	02970002-001	86.00
	P3 + clé de serrage K10	02970003-001	114.00
	P4 + clé de serrage K10	02970004-001	86.00
	P10 + clé de serrage K10	03080001-001	114.00
	P11 + clé de serrage K10	03080002-001	114.00
	P12 + clé de serrage K10	03080003-001	114.00
	P13 + clé de serrage K10	03080004-001	114.00
	P14 + clé de serrage K10	03080005-001	114.00
	P15 + clé de serrage K10	03080006-001	144.00
	P16R + clé de serrage K10	03080007-001	144.00
P16L + clé de serrage K10	03080008-001	144.00	
implant cleaning	insert de base ICS		
	+ clé de serrage K10	03570004-001	118.00
	embout IC1 (5 pièces)	02900112-001	126.00

→ INSERTS À



* exclusif avec la fonction pulse mode

ULTRASONS

	Produit	N° référence	Prix TTC en €
ortho clean-up	D05120 * + clé de serrage K10	0299005-001	132.00
	Porte-insert D07102 *		
	+ clé de serrage K10	0299007-001	118.80
	embout D06007 * (5 pièces)	02900190	108.00
endo revision	ER1 + clé de serrage K10	03450001-001	132.00
	ER2 + clé de serrage K10	03450002-001	132.00
	ER3 + clé de serrage K10	03450003-001	132.00
	ER4 + clé de serrage K10	03450004-001	132.00
	ER5 + clé de serrage K10	03450005-001	132.00
	RD3 + clé de serrage K10	03050006-001	186.00
	RD4 + clé de serrage K10	03050007-001	186.00
	RD5 + clé de serrage K10	03050008-001	186.00
extraction	ME1 + clé de serrage K6	03130001-001	132.00
	ME2 + clé de serrage K6	03130002-001	132.00
	ME3 + clé de serrage K6	03130003-001	132.00

→ INSERTS DE PARO

Pour un débridement



ANATOMIQUES

parodontal complet

- Conçus pour un débridement en toute sécurité
- Le maximum d'efficacité tout en protégeant les tissus mous et le ligament parodontal



→ INSERTS P15, P16R, P16L

Produit	N° référence	Prix TTC en €
insert P15 + clé de serrage K10	03080006-001	144.00
insert P16R + clé de serrage K10	03080007-001	144.00
insert P16L + clé de serrage K10	03080008-001	144.00

→ INSERT NETTOYAGE



D'IMPLANTS

Insert pour le nettoyage d'implants

- L'embout IC1 – 100% en PEEK (matériau en plastique bio-compatible) respecte la surface de l'implant
- Accès optimal et un maximum de visibilité également dans les zones postérieures grâce à la forme de l'insert de base ICS
- Insert de base ICS et embout IC1 complètement autoclavables



→ INSERT POUR LE NETTOYAGE D'IMPLANTS

Produit	N° référence	Prix TTC en €
implant cleaning set S (ICS et 5 x IC1 + clé de serrage K10)	02160033-001	186.00
porte-insert ICS + clé de serrage K10	03570004-001	118.00
embout IC1 (5 pièces)	02900112	126.00

NEW!

→ **INSERTS**

Inserts pour la finition et le polissage après débague orthodontique

- Procédure mini-invasive qui garantit un maximum de sécurité et d'efficacité
- Un set d'inserts développé en collaboration avec le Prof. Gianna Maria Nardi spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces amélaire après la dépose des dispositifs orthodontiques.



D07102

D06007 + D07102

ORTHO CLEAN-UP



D05120

→ INSERTS ORTHO CLEAN-UP

Produit	N° référence	Prix TTC en €
D05120 * + clé de serrage K10	0299005-001	132.00
Porte-insert D07102 *		
+ clé de serrage K10	0299007-001	118.80
embout D06007 * (5 pièces)	02900112	108.00
set ortho clean-up *		
(D05120, D07102, 2 clés K10, embout D06007 (5 pièces))	02160037-001	358.80

→ INSERTS CROWN



technique à biseau



technique du congé

porte-insert
DB1 avec
crown prep tip



clé de serrage K7



clé AB1



PREP TIPS

Technique atraumatique de préparation ultrasonique et finition des limites sous-gingivales

- Finition parfaite de la prothèse
- Prise d'empreinte immédiate grâce à l'absence de saignement
- Un maximum de visibilité pendant la préparation, précision et rapidité

→ CROWN PREP TIPS

Produit	N° référence	Prix TTC en €
crown prep set S (contenu AB1, DB1, K7)	02160009	234.00
porte-insert DB1	03570001	144.00
clé AB1	03580001	62.00
clé de serrage K7	02900081	58.00
crown prep tips		86.00

→ TECHNIQUE À BISEAU

crown prep tip TF12D60

→ Longueur 10 mm → Diamantage

diamètre	D90	D60
1.2 mm	TF12D90 03590012	TF12D60 03590010
1.6 mm	TF12D90 03590013	TF16D60 03590011



→ TECHNIQUE DU CONGÉ

crown prep tip TA14D60

→ Longueur 10 mm → Diamantage

diamètre	D120	D90	D60
1.2 mm		TA12D90 03590004	TA12D60 03590001
1.4 mm	TA14D120 03590007	TA14D90 03590005	TA14D60 03590002
1.6 mm	TA16D120 03590008	TA16D90 03590006	TA16D60 03590003




COMBI touch

La prophylaxie paro maintenance
en un seul appareil

PIÈCES
À MAIN SLIM

SOFT
MODE





- Fonction SOFT MODE idéale pour les patients les plus sensibles
- Deux systèmes d'exploitation en un seul appareil : détartreur à ultrasons et aéro-polisseur

→ COMBI touch - ÉQUIPEMENT PARO

Composants

1 COMBI touch, 1 pièce à main ultrasonique LED slim, 2 inserts S1-S et P3, 1 bouteille (500 ml), 1 bouchon de sécurité, 1 pièce à main aéro-polissage 120°, 1 pièce à main aéro-polissage PARO + 1 boîte d'embouts de paro (40 pièces stériles), 2 bouteilles de prophylaxis powder sensitive+ - glycine powder (160 g), valise


Dimensions (L x P x H): 410 x 260 x 145 mm, **Poids:** 4,8 kg

N° référence
05020015

Prix TTC en €
7 188.00

→ KIT MARKETING

Communiquez avec vos patients sur



SALLE D'ATTENTE

l'importance de l'hygiène bucco-dentaire



➔ KIT MARKETING

SALLE D'ATTENTE

Composants

- 1 Plaque Cabinet
- 2 Monographie Combi touch
- 3 Poster
- 4 Vidéo salle d'attente
- 5 Flyer Patient
- 6 Présentoir avec support
- 7 Calot We-love-Prophylaxis

N° référence
05300001-002

Prix TTC en €
90.00

ACCESSOIRES

La qualité maximale à votre disposition



pièce à main aéropolissage 90°



pièce à main aéropolissage 120°



pièce à main aéropolissage PARO



buse aéropolissage 90°



buse aéropolissage 120°



buse aéropolissage PARO

COMBI touch



pièce à main ultrasonique LED slim



pièce à main ultrasonique LED

→ ACCESSOIRES COMBI touch AVEC PIÈCES À MAIN SLIM

Produit	N° référence	Prix TTC en €
pièce à main ultrasonique LED slim	03120238	790.00
kit guide lumière, embout en métal et joint torique bleu	02900146	33.00
pièce à main aéropolissage 90°	03120239	354.00
pièce à main aéropolissage 120°	03120240	354.00
pièce à main aéropolissage PARO	03120241	354.00
kit aiguilles de nettoyage (0,4x57 mm et 0,8x60 mm)	02900151	15.60

→ ACCESSOIRES COMBI touch jusqu'au numéro de série 205010618

pièce à main ultrasonique LED slim (connectique compatible)	03120238	790.00
kit guide lumière, embout en métal et joint torique bleu	02900146	33.00
pièce à main ultrasonique LED	03120224	715.00
embout de la pièce à main avec LED	03020205	152.40
embout de la pièce à main sans LED	03020171	22.80
buse aéropolissage 90°	03340007	258.00
buse aéropolissage 120°	03340008	258.00
buse aéropolissage PARO	03340009	258.00
kit aiguilles de nettoyage (0,4x57 mm et 0,8x57 mm)	02900149	15.60

→ ACCESSOIRES



bouteille détartreur
sans couvercle, 500 ml



embout de paro



couvercle à visser
de sécurité, bleu



adaptateur pour inserts à ultrasons

COMBI touch

COMBI touch ACCESSOIRES COMMUNS

Produit	N° référence	Prix TTC en €
clé de serrage K10	02900137-001	54.00
clé de serrage K6	02900074	54.00
embouts de paro (paquet de 40 pièces)	02900120	106.80
clé de serrage K9	02900122	22.00
ensemble joints COMBI touch	03020206	11.00
porte-inserts ultrasons	02900072	33.60
chambre à poudre PROPHY	03020194	74.40
chambre à poudre PERIO	03020200	74.40
couvercle chambre à poudre	03020195	60.00
filtre à eau	00420004	7.20
pédale de commande	02900114	234.00
tuyau pour réseau eau	02900119	67.20
tuyau pour réseau air comprimé	02900012	32.40
valise COMBI touch	04440019	276.00
bouteille détartreur sans couvercle, 500 ml	03150102	9.60
couvercle à visser complet, bleu	03020081	60.00
couvercle à visser complet gris	03020082	60.00
couvercle à visser de sécurité, gris	01950014	15.60
couvercle à visser de sécurité, bleu	01950015	15.60
pompe péristaltique (blanc)	03210001-001	99.00
pompe péristaltique (noir)	03020226-001	99.00

ADAPTATEURS POUR THERMODÉSINFECTEUR

adaptateur DSC* (pour connecter la pièce à main du détartreur au jet d'eau nettoyant du thermodésinfecteur)	04610007	324.00
filtre de rechange pour adaptateur DSC*	04590006	30.00
adaptateur pour la connexion des inserts au thermodésinfecteur*	04610009	34.00

→ ACCESSOIRES COMBI

Pour une prophylaxie complète
supra et sous-gingivale



filtre à eau



pièce à main ultrasonique



clé de serrage K6



clé de serrage K10

ET TURBODENT

→ COMBI ET TURBODENT ACCESSOIRES COMMUNS

Produit	N° référence	Prix TTC en €
clé de serrage K10	02900137-001	54.00
clé de serrage K6	02900074	54.00
aiguille de nettoyage	02900003	11.00
joint torique pour capuchon du réservoir de poudre	00410018	5.00
filtre à eau	00420004	7.20
tuyau pour réseau eau	02900010	67.20
tuyau pour réseau air comprimé	02900012	32.40
pédale de commande	02900001	48.00

→ COMBI jusqu'au numéro de série 046XXYYYY

→ TURBODENT jusqu'au numéro de série 047XXYYYY

pièce à main ultrasonique	03120016	528.00
buse spray	03340003	118.80
joint torique antérieur buse (petit)	00410013	3.60
joint torique postérieur buse (large) (Kit de 20 pièces)	02950005-001	26.40

→ COMBI à partir du numéro de série 203XXYYYY

→ TURBODENT à partir du numéro de série 202XXYYYY

kit buse spray (buse spray, protection en silicone, 2 aiguilles de nettoyage)	03020121	187.20
joint torique pour pièce à main aéropolissage (petit modèle)	00410037	4.00
joint torique pour pièce à main aéropolissage (grand modèle)	00410051	4.00
protection en silicone buse aéropolissage	03150033	3.60

→ STARJET

Le bon choix pour



produit breveté

un polissage complet

→ Deux indications en un seul appareil – en tournant tout simplement un interrupteur vous pourrez effectuer une prophylaxie complète: supra et sous-gingivale

→ STARJET ÉQUIPEMENT BASIC

Composants

1 STARJET, 1 buse aéro-polissage 120°, 2 bouteilles de prophylaxis powder sensitive+ – glycine powder (160 g)

Dimensions (L x P x H): 200 x 90 x 50 mm

Poids (avec raccord BienAir): 167 g

Prix TTC en €

1 180.00

→ STARJET ÉQUIPEMENT PARO

Composants

1 STARJET, 1 buse aéro-polissage PARO, 1 boîte d'embouts de paro (40 pièces), 1 clé K9, 2 bouteilles de prophylaxis powder sensitive+ – glycine powder (160 g chacune)

Dimensions (L x P x H): 200 x 90 x 50 mm

Poids (avec raccord BienAir): 167 g

Prix TTC en €

1 190.00

Pour les raccords turbine voir page 78



→ STARJET

Produit	N° référence
starjet (BienAir)	05150074
starjet (KaVo)	05150075
starjet (Sirona)	05150076
starjet (W&H)	05150077
starjet (Midwest)	05150078
starjet (Borden)	05150079
starjet (NSK)	05150080

→ 7 raccords turbine différentes

- Bien-Air UNIFIX® et UNIFIX® L
- KaVo MULTIFLEX® et MULTIFLEX® lux
- SIRONA® R et B
- W&H® ROTO QUICK® et ROTO QUICK® lux
- NSK® MACHLITE® et PHATELUS®
- Midwest
- Borden

• UNIFIX® est une marque déposée de Bien-Air (BIEN-AIR®) Holding SA • MULTIFLEX® est une marque déposée de Kaltenbach & Voigt (KaVo®) GmbH • SIRONA® est une marque déposée de SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH • ROTO QUICK® est une marque déposée de W&H® Deutschland GmbH • MACHLITE® et PHATELUS® sont des marques déposées de Nakanis Corporation and Nakanishi Shika Kikai (NSK®) Ltd



90° (en option)



120°



PARO

→ ACCESSOIRES STARJET


Produit	N° référence	Prix TTC en €
buse aéropolissage 90°	03340015	258.00
buse aéropolissage 120°	03340014	258.00
buse aéropolissage PARO	03340013	258.00
embouts de paro (paquet de 40 pièces)	02900120	106.80
clé de serrage K9	02900122	22.00
set de joints (2 noirs + bleu)	02900134-001	12.00
couvercle chambre à poudre	02900133-001	48.00
set nettoyage starjet (aiguilles de nettoyage, brossettes)	02900136-001	38.40

POUDRES POUR

PROPHYLAXIS POWDERS SOFT™ ET SOFT^L



PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE⁺ - GLYCINE POWDER



AÉROPOLISSAGE

→ PROPHYLAXIS POWDERS SOFT^M ET SOFT^L

Produit N° référence Prix TTC en €

**à base de bicarbonate de sodium;
granulométrie 55 µm. Parfums citron et menthe**

Prophylaxis powder soft^M

1 boîte de 4 flacons (250 gr. chacune) 03140026 114.00

Prophylaxis powder soft^L

1 boîte de 4 flacons (250 gr. chacune) 03140030 114.00

Les poudres PROPHYLAXIS POWDER SOFT^L et SOFT^M
sont enregistrées et fabriquées par SPEIKO - Dr. Speier GmbH,
Walther-Rathenau-Str. 59, 33602 Bielefeld, Germany

→ PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE⁺ –

GLYCINE POWDER

à base de glycine; granulométrie 25 µm. Parfum doux

1 paquet de 2 bouteilles 03140021 70.00
(160 gr. chacune)

La poudre PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE⁺
est enregistrée et fabriquée par PRISMAN GmbH,
Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Germany

→ ACCESSOIRES



→ UNIVERSAL KART

MECTRON

Pour une utilisation quotidienne

→ **Dimensions:**

(L x P x H):

480 x 460 x 850 mm

étagère supérieure

480 x 370 h 770 mm

étagère centrale

420 x 310 h 440 mm

étagère inférieure

480 x 370 h 65 mm

Poids:

29 kg

→ **UNIVERSAL KART**

de la mobilité dans votre cabinet

Produit

kart électrifié

N° référence

03540011

Prix TTC en €

876.00

..... RÉGLAGES APPROPRIÉS POUR

INSERT	PIEZOSURGERY® touch PIEZOSURGERY® white fonction	PIEZOSURGERY® 3 MODE
IMPLANT PREP		
IM1S	special*	BONE SPECIAL
IM1 AL	implant	IMPL IMPLANT
IM2A	implant	IMPL IMPLANT
IM2A-15	implant	IMPL IMPLANT
IM2P	implant	IMPL IMPLANT
IM2P-15	implant	IMPL IMPLANT
IM2.8A	implant	IMPL IMPLANT
IM2.8P	implant	IMPL IMPLANT
IM3A	implant	IMPL IMPLANT
IM3A -15	implant	IMPL IMPLANT
IM3P	implant	IMPL IMPLANT
IM3P-15	implant	IMPL IMPLANT
IM3.4A	implant	IMPL IMPLANT
IM3.4P	implant	IMPL IMPLANT
IM4A	implant	IMPL IMPLANT
IM4P	implant	IMPL IMPLANT
P2-3	implant	IMPL IMPLANT
P3-4	implant	IMPL IMPLANT
OSTEOTOMY		
OT1	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT1A	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT2	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT4	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT5	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT5A	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT5B	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT6	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT7	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT7A	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT7S-3	special*	BONE SPECIAL*
OT7S-4	special*	BONE SPECIAL*
OT7-20	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT8L	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT8R	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT9	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT11	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT12	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT12S	special*	BONE SPECIAL*
OT13	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OT14	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
SLO-H	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
PL1	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
PL2	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
PL3	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
PL0419	cancellous/cortical	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
PL0527	cancellous/cortical	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
PL0631	cancellous/cortical	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
PL0719	cancellous/cortical	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OSTEOPLASTY		
OP1	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OP2	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OP3	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OP3A	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OP4	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS

* Puissance maximale autorisée

LES INSERTS PIEZOSURGERY®

INSERT	PIEZOSURGERY® <i>touch</i>	PIEZOSURGERY® 3
	PIEZOSURGERY® <i>white</i>	MODE
fonction		
OP5	perio	ROOT PERIO
OP5A	perio	ROOT PERIO
OP6	perio	ROOT PERIO
OP7	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
OP8	special/perio	ROOT PERIO
OP9	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
SLC	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
SINUS MEMBRANE ELEVATION		
EL1	endo*	ROOT ENDO*
EL2	endo*	ROOT ENDO*
EL3	endo*	ROOT ENDO*
SLS	special*	BONE SPECIAL*
SLE1	special*	BONE SPECIAL*
SLE2	special*	BONE SPECIAL*
PERIOSTEUM PREPARATION		
PR1	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
PR2	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
ENDO RETRO		
EN1	endo*	ROOT ENDO*
EN2	endo*	ROOT ENDO*
EN3	endo*	ROOT ENDO*
EN4	endo*	ROOT ENDO*
EN5R	endo*	ROOT ENDO*
EN5L	endo*	ROOT ENDO*
EN6R	endo*	ROOT ENDO*
EN6L	endo*	ROOT ENDO*
EXTRACTION		
EX1	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
EX2	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
EX3	cortical/cancellous	BONE CORTICAL/SPONGIOUS
EXL1	cortical	BONE CORTICAL
EXL2	cortical	BONE CORTICAL
EXL3	cortical	BONE CORTICAL
EXPLANTATION		
EXP3-R	special/cancellous/cortical	BONE SPECIAL/SPONGIOUS/CORTICAL
EXP3-L	special/cancellous/cortical	BONE SPECIAL/SPONGIOUS/CORTICAL
EXP4-R	special/cancellous/cortical	BONE SPECIAL/SPONGIOUS/CORTICAL
EXP4-L	special/cancellous/cortical	BONE SPECIAL/SPONGIOUS/CORTICAL
PERIO		
PP1	perio	ROOT PERIO
PS1	perio	ROOT PERIO
PS2	perio	ROOT PERIO
PS6	perio	ROOT PERIO
PP10	perio	ROOT PERIO
PP11	perio	ROOT PERIO
PP12	perio	ROOT PERIO
IMPLANT CLEANING		
ICP + IC1	endo/perio	ROOT ENDO/PERIO
RESTORATIVE		
DB2	special/perio	BONE SPECIAL ROOT PERIO

→ RÉGLAGES APPROPRIÉS POUR

→ MULTIPIEZO

→ COMBI touch



fonction	endo	perio/ scaler	restorative	endo	perio/ scaler	restorative
----------	------	------------------	-------------	------	------------------	-------------

SCALING

S1-S		1-2**			1-2**	
S1, S2, S3, S4, S5, S6		1-6**			1-5**	

PERIO

P1, P2, P3, P4, P10, P11, P12, P13, P14 P15, P16R, P16L		1-3**			1-3**	
		1-3**			1-3**	
		1-3**			1-3**	

IMPLANT CLEANING

ICS		1-2**			1-2**	
-----	--	-------	--	--	-------	--

ORTHO CLEAN UP

D05120, D07102		3-6			3-5	
----------------	--	-----	--	--	-----	--

ENDO REVISION

ER1		1-6			1-5	
ER2, ER3, ER4, ER5		1-3			1-3	

ENDO RETRO

RD3, RD4, RD5		1-3			1-3	
---------------	--	-----	--	--	-----	--

CROWN PREP

DB1			4-6			4-5
-----	--	--	-----	--	--	-----

EXTRACTION

ME1, ME2, ME3			6			5
---------------	--	--	---	--	--	---

LES INSERTS À ULTRASONS



fonction	endo	perio/ scaler	restorative
----------	------	------------------	-------------

SCALING

S1-S		1-2**	0-30%
S1, S2, S3, S4, S5, S6		1-3**	0-100%

PERIO

P1, P2, P3, P4, P10, P11, P12, P13, P14 P15, P16R, P16L		1-3**	0-50%
		1-3**	0-50%
		1-3**	0-50%

IMPLANT CLEANING

ICS		1-2**	0-30%
-----	--	-------	-------

ORTHO CLEAN UP

D05120, D07102		3	50-100%
----------------	--	---	---------

ENDO REVISION

ER1		1-3	0-100%
ER2, ER3, ER4, ER5		1-3	0-50%

ENDO RETRO

RD3, RD4, RD5		1-3	0-50%
---------------	--	-----	-------

CROWN PREP

DB1		○**	50-100%
-----	--	-----	---------

* Ces dispositifs ne sont pas équipés d'un indicateur de niveau de puissance. La valeur en pourcentage indiquée dans le tableau se réfère au pourcentage de réglage de l'échelle du potentiomètre fourni avec l'appareil.

Depuis la France



→ Service commercial Mectron
06 68 18 35 58

→ mectronfrance@mectron.com

→ www.mectron.fr

mectron s.p.a.

via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italie

tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374



© Copyright mectron S.p.A., Carasco, Italie

Tous droits réservés. Les textes, images, photos et graphiques des brochures mectron sont protégés par le droit d'auteur et par d'autres dispositions légales en matière de protection. Sans autorisation écrite de mectron S.p.A., le contenu ne peut être copié, diffusé, modifié ou rendu accessible à des tiers à des fins commerciales.

Les images de produits présentées sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

Veuillez consulter les étiquettes et notices des produits pour toutes indications, contre-indications, complications potentielles, avertissements, précautions.

Les produits ci-dessous ont été enregistrés selon le règlement MDR 2017/745.

Pour des raisons de mise en page le format des noms des produits pourrait être différent.

Les noms des produits enregistrés sont conformes à la liste suivante :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| • PIEZOSURGERY touch | PIEZOSURGERY® <i>touch</i> |
| • PIEZOSURGERY white | PIEZOSURGERY® <i>white</i> |
| • starlight uno | STARLIGHT UNO |
| • starlight pro | STARLIGHT PRO |
| • starlight s+ | STARLIGHT S+ |
| • starlight sx5 | STARLIGHT SX5 |
| • combi touch | COMBI <i>touch</i> |
| • multipiezo | MULTIPIEZO |
| • MICROPIEZO | MICROPIEZO |
| • COMPACT PIEZO LED | COMPACT PIEZO LED |
| • COMPACT PIEZO P2K | COMPACT PIEZO P2K |
| • starjet | STARJET |
| • SUBGINGIVAL PERIO TIPS | Embouts de Paro |