

MECTRON PROPHYLAXIE DÉBRIDEMENT PARODONTAL EN DOUCEUR




new!

mectron


NOUVEAUX INSERTS DE PARO POUR UN DÉBRIDEMENT PARODONTAL COMPLET

La forme des 3 inserts offre un accès aux zones difficiles à atteindre et qui se caractérisent par des poches profondes ou de particularités anatomiques radiculaires difficilement accessibles telles que les furcations, les racines fusionnées, les concavités.

- Conçus pour un débridement en toute sécurité
- Le maximum d'efficacité tout en protégeant les tissus mous et le ligament parodontal.
- Les tissus préservés permettront la formation d'un nouvel attachement.
- Élimination des endotoxines et du ciment nécrosé.
- L'effet de cavitation permet la désorganisation du biofilm, la dispersion des bactéries et favorise la détoxification des poches grâce à l'apport d'oxygène.




ULTRASONS AVEC FONCTION SOFT MODE POUR UN DÉTARTRAGE TRÈS DOUX



À utiliser avec la fonction SOFT MODE: réglage spécifique pour un mouvement très doux de l'insert sans perte d'efficacité. Un maximum de confort pour les patients sensibles.



→ DÉBRIDEMENT PARODONTAL EN DOUCEUR LES INDICATIONS CLINIQUES



P15


Secteur antérieur

Accès facile dans les zones antérieures et des canines. Remplace les curettes manuelles n° 1-2, 3-4, 5-6, 7-8



P16R – P16L

Secteurs prémoilaire et molaire orientés à droite et à gauche


Efficaces pour le débridement parodontal dans les secteurs molaires et prémolaires. Remplacent les curettes manuelles n° 11-12, 13-14, 15-16, 17-18



P15: Curette universelle pour le traitement supra et sous-gingivale. Idéale pour le débridement des poches profondes.



P16R – P16L: Inserts en forme de curette coudée à droite (P16R) et à gauche (P16L). Idéaux pour l'élimination de calculs et du biofilm sous-gingival situé en profondeur dans les poches et dans les furcations. Traitement des espaces interradiculaires supra et sous gingivaux.



→ DÉBRIDEMENT PARODONTAL EN DOUCEUR LES INSERTS EN DÉTAIL



INSERT P15

Réf. 03080006

insert en forme de curette universelle avec surface arrondie

INDICATIONS: élimination de calculs et du biofilm supra et sous-gingival dans les zones antérieures et des canines. Débridement des poches profondes.



INSERT P16R

Réf. 03080007

insert en forme de curette coudée vers la droite

INDICATIONS: Élimination de calculs et du biofilm sous-gingival dans les poches profondes et dans les furcations. Conçu pour les secteurs molaires et prémolaires.



INSERT P16L

Réf. 03080008

insert en forme de curette coudée vers la gauche

INDICATIONS: Élimination de calculs et du biofilm sous-gingival dans les poches profondes et dans les furcations. Conçu pour les secteurs molaires et prémolaires.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les inserts sont des dispositifs médicaux composants d'appareils de classe IIa, selon la directive européenne applicable en vigueur. Ils portent le marquage CE.

mectron
medical technology



→ VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

www.mectron.fr

mectronfrance@mectron.fr

▶ N° Vert 0800 91 57 26

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

© Copyright mectron S.p.A., Carasco, Italie
Tous droits réservés. Les textes, images, photos et graphiques des brochures Mectron sont protégés par le droit d'auteur et par d'autres dispositions légales en matière de protection. Sans autorisation écrite de mectron S.p.A., le contenu ne peut être copié, diffusé, modifié ou rendu accessible à des tiers à des fins commerciales.