

# ••••• MECTRON PROPHYLAXIE

## LA GAMME DE POUDRES RHAPSODY FLOW

mectron




# → RHAPSODY FLOW - LEMON ET NEUTRAL



Spécialement conçue pour l'élimination en douceur du biofilm bactérien supra-gingival et des taches sur la surface de l'émail.

## INDICATIONS:

- Élimination des taches tenaces causées par le tabac, la nourriture et les agents colorés
- Nettoyage des fissures et sillons
- Traitement des patients orthodontiques



particules de bicarbonate de sodium agrandies à 1 mm

## RHAPSODY FLOW

- À base de bicarbonate de sodium
- Granulométrie moyenne 40 µm
- Disponible en 2 parfums : citron et neutre
- 1 boîte de 4 flacons (300 gr. chacun)
- Réf. 03140039 - Rhapsody Flow Lemon  
03140040 - Rhapsody Flow Neutral
- Prix : 1 boîte de 4 flacons 115.00 € TTC

## Bibliographie:

- Bühler, Julia & Amato, Mauro & Weiger, Roland & Walter, Clemens. (2015). *A systematic review on the effects of air polishing devices on oral tissues*. International Journal of Dental Hygiene. 14. 10.1111/idh.12120.
- Hongsathavij, Rosalin & Kuphasuk, Yosvimol & Rattanasuwan, Kanyawat. (2017). *Clinical comparison of the stain removal efficacy of two air polishing powders*. European Journal of Dentistry. 11. 370-375. 10.4103/ejd.ejd\_152\_17.
- Poormoradi, Banafsheh & Tamasoki, Shahrzad & Shahbazi, Armaghan & Hooshyarfarid, Amirarsalan & Vahdatinia, Farshid & Behgozin, Faeze & Tapak, Leili. (2018). *The comparison of two professional prophylaxis systems in plaque removal and debonding of orthodontic brackets*. Journal of Indian Society of Periodontology. 22. 414. 10.4103/jisp.jisp\_387\_17.

## Distributeur:

Les poudres Rhapsody Flow sont enregistrées et fabriquées par Queen Dental GmbH, Neue Straße 67, 99846 Seebach, Germany. Disponibles uniquement dans les pays de l'UE.

**mectron**

medical technology



→ VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

[www.mectron.fr](http://www.mectron.fr)

[mectronfrance@mectron.com](mailto:mectronfrance@mectron.com)

▶ N° Vert 0800 91 57 26

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italie  
Tous droits réservés. Le texte, les images et les graphiques des brochures Mectron sont protégés par des droits d'auteur ainsi que par d'autres législations relatives aux droits de propriété. Le contenu ne peut pas être copié, divulgué, modifié ou mis à disposition de tiers à des fins commerciales sans autorisation écrite de Mectron S.p.A.